

VAROGARD MASK เด็ก

Mask เด็ก สำหรับเด็กวัยเรียน / กิจกรรม / พื้นที่เสี่ยง PM2.5

Medical mask • Anti-viral coated spunbond • made in thailand



เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด



VAROGARD Mask เด็ก

สำหรับเด็กวัยเรียน / กิจกรรม / พื้นที่เสี่ยง PM2.5

- ✓ ดีไซน์สำหรับเด็ก ใส่สบาย หายใจสะดวก ลดการสำผัสฝุ่นและละออง
- ✓ เทคโนโลยีสารเคลือบ Varogard ช่วยยับยั้งเชื้อบนพื้นผิวหน้ากาก
- ✓ ข้อมูลสินค้าได้ระบุ BFE >98%, VFE >99%, PM2.5≥95%

ดูขยาย: เหมาะสำหรับโรงเรียน เดินทาง โรงพยาบาล และช่วง PM2.5/โรคทางเดินหายใจระบาด

หน้ากากทางการแพทย์
แบบใช้ครั้งเดียว วาล์วการ์ด
ครอบคลุมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
ที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19



>99%



สรุปข้อมูลสำคัญสำหรับร้านขายยา / โรงพยาบาล



มาตรฐาน N95

PFE 0.3 μ m เฉลี่ย 99.09% และหายใจเข้า/ออกอยู่ในเกณฑ์ตามเอกสารทดสอบ



BEF / VFE

BFE ≥99% และ VFE≥99% ตาม ASTM F2101 ในเอกสารการทดสอบ



Fluid Resistance

ทนการซึมผ่านเลือดสังเคราะห์ 160 mmHg - Level 3



Fit & Safe

ดีไซน์ใส่สบาย หายใจสะดวก สำหรับการใช้งานทั่วไป และพื้นที่เสี่ยง



Biocompatibility

ผ่าน ISO 10993-5 / ISO 10993-23: ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ / ไม่ระคายเคืองผิว



Anti-microbial

SARS-CoV-2, H1N1, RSV และเชื้อแบคทีเรีย/รา ตามผลทดสอบ in vitro

เหมาะสำหรับ

Mask เด็ก: กลุ่มโรงเรียน คลินิกเด็ก ร้านยา โรงพยาบาล และผู้ปกครองที่ต้องการหน้ากากสำหรับ PM2.5/โรคทางเดินหายใจ

Pediatric

School

PM2.5

Fit & Safe



หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสาร Product Training ของ VAROGARD Mask ที่ระบุผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการและมาตรฐานต่าง ๆ ผลการป้องกันจริงขึ้นกับความเหมาะสมของหน้ากาก วิธีสวมใส่ และการทำ Fit Test ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน

Contact



Line: @ggmdi | Website: ggmdi.com



Facebook: GgMDi



VAROGARD N95-ICU

Medical Mask N95 สายคล้องศีรษะ Overhead strap
สำหรับ ICU / ER / OR / Infection Control

N95 medical mask • Adjustable overhead strap • Fit Test oriented



เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด



VAROGARD N95-ICU

สายคล้องศีรษะ: Overhead strap -
ดีกว่า Ear loop

- ✓ สายคล้องศีรษะแบบปรับระดับได้ ช่วยแก้ปัญหาศีรษะต่างขนาด
- ✓ เหมาะสำหรับ ICU, ER, OR, ห้องแยกโรค และบุคลากรที่ต้องการ Seal แน่น
- ✓ ผ่านแนวคิด 3S: Standardized, Safety, Superior features

ดูขาย: ใช้เป็น Premium N95 สำหรับหน่วยงานเสี่ยงสูง
พร้อมแนวทาง Fit Test

VAROGARD N95 Disposable Medical Mask



95% Fit Efficiency



สรุปข้อมูลสำคัญสำหรับคลินิกฯ / โรงพยาบาล



มาตรฐาน N95

PFE 0.3 μ m เฉลี่ย 99.09% และหายใจเข้า/
ออกอยู่ในเกณฑ์ตามเอกสารทดสอบ



Fit Test

Quantitative Fit Test ตาม OSHA: Fit
Efficiency Average 97.50%, TIL 2.50%



สายคล้องศีรษะ

ปรับระดับความแน่นกระชับได้ แก้ปัญหาคำ
ศีรษะของบุคลากรที่ต่างกัน



BEF / VFE

BFE $\geq$ 99% และ VFE $\geq$ 99% ตาม ASTM
F2101 ในเอกสารบางฉบับ



Fluid Resistance

ทนการซึมผ่านเลือดสังเคราะห์ 160 mmHg -
Level 3



Biocompatibility

ผ่าน ISO 10993-5 / ISO 10993-23: ไม่เป็น
อันตรายต่อเซลล์ / ไม่ระคายเคืองผิว

เหมาะสำหรับ

N95-ICU Overhead: กลุ่ม ICU, ER, OR, Infection Control, Dental/Respiratory clinic และหน่วยงานที่ต้องทำ Fit Test
หรือต้องการหน้ากากที่มี Seal แน่น



ICU



Overhead Strap



Fit Test



Premium N95



หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสาร Product Training ของ
VAROGARD Mask ที่ระบุผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการและ
มาตรฐานต่าง ๆ ผลการป้องกันจริงขึ้นกับความเหมาะสมของ
หน้ากาก วิธีสวมใส่ และการทำ Fit Test ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน

Contact



Line: @ggmdi | Website: ggmdi.com



Facebook: GgMDi



VAROGARD N95 Disposable Medical Mask


Product training



Technical Services Leader, Medical & Well-being Business

VAROGARD pipeline

VAROGARD technology offers textiles robust protection against contamination and the transmission of **viruses, bacteria, and fungal** ensuring effective prevention. It offers a range of consumer economic scales.



Varogard Mask

- Anti-SARS-CoV-2 tested (ISO 18184 modified) at Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

กรองแบคทีเรีย BFE $\geq 98\%$ | กรองไวรัส VFE $> 99\%$ | กรองฝุ่น PM2.5 $\geq 95\%$



ด้วยเทคโนโลยีสารเคลือบ
ยับยั้งเชื้อโรคจาก
ประเทศสวีเดนแลนต์




ใบอนุญาตผลิตเครื่องใช้แพทย์เลขที่ 65-1-3-2-0000501

ปกป้องยังชีพสำหรับผู้ต้องการความมั่นใจ และปลอดภัยกว่าในทุกๆกิจกรรมที่ทำ เหมาะสำหรับ
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจ ผู้ที่ต้องทำกิจกรรมในที่แออัด ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก

ชั้นกลางด้านใน PP Meltblown เคลือบสารยับยั้ง
เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สืบค้นเฉพาะจาก Helix Viroblock
ประเทศสวีเดนแลนต์ กรองอากาศพร้อมปกป้องยังชีพ

ชั้นกลางด้านนอก PP Meltblown
กรองอากาศ



ชั้นใน PP Spunbond 1 ชั้น
ใช้ผิวสัมผัสภายใน

ชั้นนอก PP Spunbond 2 ชั้น
ใช้คุณสมบัติสะท้อนน้ำและทรงรูป



Test result of VAROGARD Medical Mask

SAMPLE NUMBER: G 2438-1/65
 SAMPLE NAMES (AS SPECIFIED BY THE CLIENT): VAROGARD DISPOSABLE MEDICAL FACE MASK
 PAGE: 1/2
 REFERENCE CODE: 8859524100190, 8859524100121, 8859524100060, 8859524100114
 REF LOT No. BCW 160319-25-01
 SAMPLE DESCRIPTION: ONE SAMPLE OF MASK

CLIENT'S REQUIREMENT	G 2438-1/65	CONCLUSION
FLAMMABILITY: ASTM F 2100 : 2021 9.5/ 16 CFR PART 1610		
AS RECEIVED : LENGTH DIRECTION		PASS
FLAME SPREAD TIME (SECONDS)		
TEST SPECIMEN 1	DNI	
TEST SPECIMEN 2	DNI	
TEST SPECIMEN 3	DNI	
TEST SPECIMEN 4	DNI	
TEST SPECIMEN 5	DNI	
CLASSIFICATION	CLASS 1	CLASS 1

REMARK(S): - DNI = DID NOT IGNITE.

DIFFERENTIAL PRESSURE (DELTA P): ASTM F 2100:2021 9.2 / EN 14683:2019			
DELTA P (mmH ₂ O/cm ²)	LEVEL 3: < 6		PASS
- TEST SPECIMEN 1		4.7	
- TEST SPECIMEN 2		4.6	
- TEST SPECIMEN 3		5.0	
- TEST SPECIMEN 4		4.6	
- TEST SPECIMEN 5		4.7	

CLIENT'S REQUIREMENT		G 3150-1/65				CONCLUSION
RESISTANCE TO PENETRATION BY SYNTHETIC BLOOD: ASTM F2100:2021 9.4/ASTM F1862/F1862M: 2017						
PRESSURE: 160 mmHg	LEVEL 3 NO PENETRATION 160 mmHg	TEST SPECIMENS				PASS
		1	2	3	4	
		NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	
		5	6	7	8	
		NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	
		9	10	11	12	
		NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	

CLIENT'S REQUIREMENT	G 2438-1/65	CONCLUSION
BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY: ASTM F2100: 2021 9.1/ASTM F2101: 2019		
BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY (%)	LEVEL 3 : ≥98	PASS
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		
- TEST SPECIMEN 1	99.9	
- TEST SPECIMEN 2	99.9	
- TEST SPECIMEN 3	99.9	
- TEST SPECIMEN 4	99.6	
- TEST SPECIMEN 5	99.9	




Results:

Sample	T	VFE (%)
1	11	99.42
2	8	99.58
3	8	99.58
4	6	99.68
5	9	99.53


Time	Virus titer (pfu/ml)		% Reduction	
	NNW-C	NNW-3	NNW-C	NNW-3
1 min	170,000	45,000	0	73.53
3 min	175,000	9,000	0	94.86
18 h	45,000	0	73.53	100.00
24 h	45,000	0	73.53	100.00

VAROGARD Benefits for textile

- A distinctive fusion of two forefront VAROGARD technologies provides special mechanism.



Vesicle-Micelle functions
by directly targeting the lipid envelope
(membrane) surrounding the microorganism



Zn organic complex—Food
& Cosmetic Ingredient
Interacts with the protein of
microorganism
Interferes with enzymatic
processes

Technologies targets
microbial and inhibits
replication of them.



Material of VAROGARD N95



ชั้นนอกสุด

- ✓ **VAROGARD Coated Spunbond** ผลิตจากเส้นใย polypropylene ช่วยให้หน้าตากคงรูป อยู่ทรง 2 ชั้น
- ✓ เคลือบสารฆ่าเชื้อโรค VAROGARD®

Antiviral (Tested by Siriraj) >99%

SARs-CoV-2 / Influenza H1N1 / RSV

Antibacterial (Tested by NSTDA) >99%

S. Aureus / P. Aeruginosa / E.Coli

Antifungal (Tested by NSTDA) >99%

C. Albicans

ชั้นกลาง

- ✓ PP Meltblown Filter ปกป้องด้วยการกรองไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น PM2.5, PM0.3, PM0.1

ชั้นในสุด

- ✓ PP Spunbond ให้ผิวสัมผัสนุ่ม สวมใส่สบาย
- ✓ Nose Cushion ทำจากวัสดุ PU foam ขนาดยาว ช่วยลดการเกิดหมอกที่แว่นตา (Anti-Fog)

Features



3S; Standardized,
Safety and
Superior features

Standardized: THAI FDA


แบบ บ.จ.จ.ผ. ๑

ใบรับจดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์

ใบรับจดแจ้งที่ 66-1-3-2-0000367

ใบรับจดแจ้งฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท เซฟแมสก์ จำกัด

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ใบจดทะเบียนที่ กท. สผ. 9/2565

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้จดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับเครื่องมือแพทย์ วาโรการ์ด N95 หน้ากากทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว

VAROGARD N95 DISPOSABLE MEDICAL MASK

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ _____ ตามเอกสารแนบท้าย

ณ สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ชื่อ		บริษัท เซฟแมสก์ จำกัด			
ตั้งอยู่เลขที่	1400/84	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เทพารักษ์ หมู่ที่ 7
ตำบล/แขวง	เทพารักษ์	อำเภอ/เขต	เมืองสมุทรปราการ	จังหวัด	สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์	10270	โทรศัพท์	027596861	โทรสาร	023837126
ชื่อและที่ตั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์					
บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ กทม. 10800					

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Thai FDA)
เรื่องกำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้ง
เดียวชนิด N95 หรือสูงกว่า ต้องมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน**ข้อใดข้อหนึ่ง** ดังต่อไปนี้

- ✓ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๔๘๐ - ๒๕๖๒
- ✓ มาตรฐาน NIOSH 84 CFR 42 Guidance for Industry and FDA Staff, Surgical Masks – Premarket Notification [510(k)] Submissions
- ✓ มาตรฐาน EN 149:2001 (TIL)
- มาตรฐาน GB 19083-2010
- มาตรฐานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา



Standardized: complied NIOSH

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Thai FDA)
เรื่องกำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว
ชนิด N95 หรือสูงกว่า

ต้องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ✓ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๔๘๐ - ๒๕๖๒
- ✓ มาตรฐาน **NIOSH 84 CFR 42** Guidance for Industry and
FDA Staff, Surgical Masks – Premarket Notification [510(k)] Submissions
- ✓ มาตรฐาน EN 149:2001 (TIL)
- มาตรฐาน GB 19083-2010
- มาตรฐานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากเลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา

☑ มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก PFE ที่ $0.3 \mu\text{m} \geq 95\%$

Result of Particle Filtration Efficiency (PFE):

Test Article Number	Filtration Efficiency (%)
1	99.08
2	99.08
3	99.10
4	99.12
5	99.09
Average Filtration Efficiency (PFE):	99.09

Note: BFE, VFE, fluid resistance are not typically
a primary focus in NIOSH certification.

Certification/ Class (Standard)	N95 (NIOSH-42C FR84)	FFP2 (EN 149:2001)	KN95 (GB2626-20 06)	P2 (AS/NZ 1716:2012)	Korea 1 st Class (KMOEL - 2017-64)	DS (Japan JMH LW- Notification 214, 2018)
Filter performance – (must be $\geq$ X% efficient)	$\geq 95\%$	$\geq 94\%$	$\geq 95\%$	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	$\geq 95\%$
Test agent	NaCl	NaCl and paraffin oil	NaCl	NaCl	NaCl and paraffin oil	NaCl
Flow rate	85 L/min	95 L/min	85 L/min	95 L/min	95 L/min	85 L/min
Total inward leakage (TIL)* – tested on human subjects each performing exercises	N/A	$\leq 8\%$ leakage (arithmetic mean)	$\leq 8\%$ leakage (arithmetic mean)	$\leq 8\%$ leakage (individual and arithmetic mean)	$\leq 8\%$ leakage (arithmetic mean)	Inward Leakage measured and included in User Instructions
Inhalation resistance – max pressure drop	$\leq 343 \text{ Pa}$	$\leq 70 \text{ Pa}$ (at 30 L/min) $\leq 240 \text{ Pa}$ (at 95 L/min) $\leq 500 \text{ Pa}$ (clogging)	$\leq 350 \text{ Pa}$	$\leq 70 \text{ Pa}$ (at 30 L/min) $\leq 240 \text{ Pa}$ (at 95 L/min)	$\leq 70 \text{ Pa}$ (at 30 L/min) $\leq 240 \text{ Pa}$ (at 95 L/min)	$\leq 70 \text{ Pa}$ (w/valve) $\leq 50 \text{ Pa}$ (no valve)
Flow rate	85 L/min	Varied – see above	85 L/min	Varied – see above	Varied – see above	40 L/min
Exhalation resistance – max pressure drop	$\leq 245 \text{ Pa}$	$\leq 300 \text{ Pa}$	$\leq 250 \text{ Pa}$	$\leq 120 \text{ Pa}$	$\leq 300 \text{ Pa}$	$\leq 70 \text{ Pa}$ (w/valve) $\leq 50 \text{ Pa}$ (no valve)
Flow rate	85 L/min	160 L/min	85 L/min	85 L/min	160 L/min	40 L/min
Exhalation valve leakage requirement	Leak rate ≤ 30 mL/min	N/A	Depressuriza- tion to 0 Pa ≥ 20 sec	Leak rate ≤ 30 mL/min	visual inspection after 300 L/min for 30 sec	Depressuriza- tion to 0 Pa ≥ 15 sec
Force applied	-245 Pa	N/A	-1180 Pa	-250 Pa	N/A	-1,470 Pa
CO ₂ clearance requirement	N/A	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$


*Japan JMWLW-Notification 214 requires an Inward Leakage test rather than a TIL test.

☑ Inhale-Exhale Resistance $\leq 343 \text{ Pa}$ (35 mmH₂O) / $\leq 245 \text{ Pa}$ (25 mmH₂O)

ผลการทดสอบ:

Test Article Number	Inhalation Resistance (mmH ₂ O)	Exhalation Resistance (mmH ₂ O)
1	20.14	18.50
2	20.76	17.99
3	20.78	18.07
4	20.41	18.31
5	20.23	18.35

Standardized: complied OSHA



☑ Face Fit Test – Quantitative method (OSHA Respiratory Protection 29CFR1910.134)

Key Characteristics	Qualitative	Quantitative
Method	Relies on subjective sensory perception of the respirator fit	Measures the actual fit of the respirator
	Common methods include the taste test, odor test, and irritant smoke test: Claustrophobic, requires use of potentially carcinogenic challenge agents	Uses instruments like particle counters evaluation trained personnel and aerosol spectrometers
	Fit Test takes about 23 min	Faster, Less than 5 min
Result	Provides a pass/fail result	Quantifies the leakage rate-Measures particle concentrations
	Tasted = Fit test is failed	
	Not tasted = Fit test is passed	
	Not Accurate – completely subjective Test Subject can report inaccurate response.	Accurate - Objective and standardized Positive Result Can't Be Cheated by Test Subject.



รายงานผลการทดสอบ Fit Test หน้ากาก N95

หน้า 2 ของ 2

ผลการทดสอบ:				
No.	Outside conc.	Inside conc.	TIL (%)	Fit efficiency (%)
1	2416358.00	60033.00	2.48	97.52
2	2407261.00	60322.00	2.51	97.49
3	2404614.00	60315.00	2.51	97.49
4	2402708.00	60087.00	2.50	97.50
5	2413583.00	60360.00	2.50	97.50
6	2430069.00	60968.00	2.51	97.49
7	2434424.00	60443.00	2.48	97.52
8	2420985.00	60487.00	2.50	97.50
9	2439537.00	60021.00	2.46	97.54
10	2403549.00	60239.00	2.51	97.49
11	2411285.00	60689.00	2.52	97.48
12	2421264.00	60763.00	2.51	97.49
13	2433098.00	60510.00	2.49	97.51
14	2408699.00	60983.00	2.53	97.47
15	2421882.00	60481.00	2.50	97.50
16	2429195.00	60129.00	2.48	97.52
17	2417174.00	60087.00	2.49	97.51
18	2426381.00	60203.00	2.48	97.52
19	2434829.00	60881.00	2.50	97.50
20	2401093.00	60462.00	2.52	97.48
Average			2.50	97.50

TIL Average : 2.50% Fit Efficiency Average : 97.50% Fit Factor Average : 40.00

ผู้ตรวจ
(รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ)
ผู้ทดสอบ

12/10/2023
วันเดือนปี ที่ทดสอบ

End of Report

OSHA 29CFR1910.134 (Quantitative)
Fit Efficiency Average: 97.50%
TIL: 2.50% (Max 8%)

การ FIT TEST ของหน้ากาก N95 คืออะไร

FIT TEST คือ กระบวนการทดสอบความแนบสนิทของหน้ากาก N95 กับใบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่า แแนบสนิท ไม่มีอากาศรั่วซึม และสามารถป้องกันการสูดดมอนุภาคขนาดเล็ก เช่น PM2.5 เชื้อโรคทางอากาศ (Airborne Pathogens) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องทำ FIT TEST

- ✓ เพื่อให้มั่นใจว่าหน้ากากแนบสนิทกับใบหน้า เพื่อความปลอดภัยในการสวมใส่
- ✓ ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อผ่านช่องว่างของหน้ากาก
- ✓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน สำหรับผู้สวมใส่(บุคลากรทางการแพทย์)
- ✓ เป็นข้อกำหนดของ OSHA/NIOSH สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรที่จำเป็นต้องทำ

- ✓ บุคลากรทางการแพทย์ เช่น ทันตแพทย์, แพทย์และพยาบาลด้านการติดเชื้อ, ER, OR (ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ)
- ✓ บุคคลที่ทำงานกับสารเคมีหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก
- ✓ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง



Sensitivity Test

Saccharin (sweet taste); can test respirators with a particulate filter of any class.

- สวมถุงคลุมศีรษะ(Hood)
- Squeeze Saccharin solution
- หากผู้ทดสอบได้รับรสหวาน ภายใน 10puff ให้ยกมือเพื่อแจ้งให้ทราบ
- ดื่มน้ำเปล่า เพื่อล้างปาก



การทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพ (Qualitative Fit Test - QLFT)

สวมVarogard N95 mask

มีท่าทางในการทดสอบ 7 ท่า ทาละ 1 นาที ดังนี้;

- หายใจปกติ
- หายใจลึกๆ
- หันศีรษะไปทางด้านข้างซ้ายและขวา (หายใจปกติ)
- ก้มเงยศีรษะขึ้นและลง (หายใจปกติ)
- การพูดการอ่านเอกสารเปล่งเสียงออกมาเบาๆ
- โคล้งค่านับ (โคล้งตัวลงเล็กน้อย)
- หายใจปกติอีกครั้ง

Squeeze	ทุก	30วินาที	2ครั้ง
Squeeze	ทุก	30วินาที	2ครั้ง
Squeeze	ทุก	30วินาที	2ครั้ง
Squeeze	ทุก	30วินาที	2ครั้ง
Squeeze	ทุก	30วินาที	2ครั้ง
Squeeze	ทุก	30วินาที	2ครั้ง
Squeeze	ทุก	30วินาที	2ครั้ง

Standardized: complied TIS-2480

มอก. 2480-2562 หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลด ความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์

รายการ ที่	คุณลักษณะ	หน่วย	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบตาม	VAROGARD N95
1	ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด (0.075 ± 0.02 μm (CMD, count median diameter) หรือ 0.3 μm (MMAD, mass median aerodynamic diameter)*	%	≥ 95	42 CFR 84 (ข้อ 84.181)	99.09%
2	ความต้านการหายใจ	mmH ₂ O	≤ 35	42 CFR 84 (ข้อ 84.180)	20.46
			≤ 25		18.24
3	ความต้านของเหลวซึมผ่าน ความดันต่ำสุด	mmHg	160	ASTM F 2100	Pass
4	การลามไฟ		Class 1		Class 1



Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
Sri Trimit, Rama 4 Road, Phrakong, Klong-Loey, Bangkok 10110, THAILAND.
Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org

TEST REPORT

CLIENT: SAFE MASK CO., LTD.
1400/84 MOO 7, THEPHARAK ROAD, THEPHARAK,
MUEANG SAMUT PRAKAN, SAMUT PRAKAN, 10270

REPORT NUMBER: G 0663/66R1
DATE OF RECEIPT: 23/11/22
DATE OF TEST: 23/11/22-29/11/22
ISSUE DATE: 09/01/23
PAGE: 1/2

SAMPLE NUMBER: G 0663-1/66
SAMPLE DESCRIPTION: VAROGARD N95
SAMPLE NAMES (AS SPECIFIED BY THE CLIENT): ONE SAMPLE OF MASK

CLIENT'S REQUIREMENT	G 0663-1/66	CONCLUSION	
RESISTANCE TO PENETRATION BY SYNTHETIC BLOOD: BASED ON TIS 2480: 2562/ ASTM F 2100: 2021 9.4/ASTM F1862/F1862M-2017			
PRESSURE: 100 mmHg	NO PENETRATION 160 mmHg	PASS	
TEST SPECIMENS			
1	2	3	4
NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN
5	6	7	8
NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN
9	10	11	12
NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN
13	14	15	16
NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN
17	18	19	20
NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN
21	22	23	24
NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN
25	26	27	28
NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN
29	30	31	32
NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN	NONE SEEN

REMARK(S): - REQUIREMENT: AN ACCEPTABLE QUALITY LIMIT OF 4% IS MET FOR SINGLE SAMPLING PLAN WHEN
25 OR MORE OF THE 32 TESTED SPECIMENS SHOW "PASS" RESULTS (NONE SEEN).
- THIS REPORT SUPERSEDES THE TEST REPORT NO. G 0663/66 DATED 29/11/22, REVISED TEST STANDARD FROM
TIS 2480 : 2562

CLIENT'S REQUIREMENT	G 1227-1/66	CONCLUSION
FLAMMABILITY: BASED ON TIS 2480 : 2562/ ASTM F 2100 : 2021 9.5/ 16 CFR PART 1610		
AS RECEIVED: LENGTH DIRECTION		PASS
FLAME SPREAD TIME (SECONDS)		
TEST SPECIMEN 1	DN	
TEST SPECIMEN 2	DN	
TEST SPECIMEN 3	DN	
TEST SPECIMEN 4	DN	
TEST SPECIMEN 5	DN	
CLASSIFICATION	CLASS 1	CLASS 1

REMARK(S): - DN = DID NOT IGNITE.



Safety: complied ATSM F2101

ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย Bacteria Filtration Efficiency (BFE)

		G 1227-1/66
BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY: ASTM F2100: 2021 9.1/ASTM F2101: 2019		
BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY (%)		
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		
- TEST SPECIMEN 1		99.9
- TEST SPECIMEN 2		99.9
- TEST SPECIMEN 3		99.9
- TEST SPECIMEN 4		99.9
- TEST SPECIMEN 5		99.9
REMARK(S):	- CONTROL AVERAGE : 2386 CFU - MEAN PARTICLE SIZE : 2.7 µm - TESTING SIDE : OUTSIDE OF SPECIMEN - TESTING AREA : 50.2 cm ² - FLOW RATE : 28.3 L/min - CONDITION TEST SPECIMEN : 21±5 °C, 85±5 %RH, MINIMUM 4 HOUR - TEST APPARATUS : BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY TESTER	



BFE ≥ 99%

ATSM F2101

ประสิทธิภาพการกรองไวรัส Virus Filtration Efficiency (VFE)

Results:					
Sample	T	VFE (%)	Requirement (%)	Performance Level	Conclusion
1	6	99.68	---	---	---
2	6	99.68			
3	8	99.58			
4	5	99.74			
5	7	99.63			



VFE ≥ 99%

ATSM F2101

Safety: complied Biocompatibility ISO 10993-5

VAROGARD Solution

Table 3: Viability of HaCaT cells after exposed to 25.30. The results are mean of triplicate experiments.

Concentration of 25.30 (% v/v)	Cell viability (%)				
	Experiment			Mean	SD
	1	2	3		
VC	100.00	100.00	100.00	100.00	0.000
0.00781	98.75	105.14	102.22	102.04	3.197
0.01563	100.65	102.81	98.79	100.75	2.014
0.03125	95.37	103.57	92.44	97.13	5.773
0.06250	88.68	90.60	79.01	86.10	6.210
0.12500	70.61	67.39	65.87	67.96	2.421
0.25000	47.48	53.33	22.97	41.26	16.110
0.50000	4.69	6.79	7.28	6.25	1.377
1.00000	1.63	10.96	5.18	5.92	4.714
PC	1.35	8.88	3.03	4.42	3.948

Table 4: The calculated IC_{50} of 25.30 after testing with HaCaT cells.

Test item	IC_{50} (% v/v)
25.30	0.1923

4.2 Cytotoxicity assay

- HaCaT cells were cultured and incubated at 37 °C in a CO₂ incubator for 24 h.
- The cells were treated with the test samples for another 24 h.
- Cytotoxicity was evaluated by the MTT assay.
- Percentage of cell viability of the test samples was calculated by comparing with those of the VC.
- The half maximal inhibitory concentration (IC_{50}) was calculated using Four Parameter Logistic Curve.

5.0 Result Interpretation

The test item is considered non-cytotoxic if the cell viability at the highest concentration is a 70% TM.

VAROGARD Coated Spunbond

5.0 Result interpretation

The material is considered non-cytotoxic if the cell viability at the highest concentration is a 70% TM.

6.0 Results

Table 1: Viability of HaCaT cells after exposed to VRG extract. The results are mean of three independent experiments.

Concentration of VRG extract (% v/v)	Cell viability (%)				
	Experiment			mean	SD
	1	2	3		
NC	100	100	100	100	N/A
0.78	51.89	42.38	64.15	52.80	10.912
1.56	41.98	41.87	38.30	40.72	2.090
3.13	23.17	19.00	25.60	22.59	3.338
6.25	6.95	8.71	6.64	7.43	1.114
12.50	5.50	4.76	5.04	5.10	0.376
25.00	4.13	2.67	2.67	3.16	0.842
50.00	11.09	2.89	5.88	6.62	4.147
100.00	5.24	6.00	7.76	6.33	1.291
PC	3.82	7.53	9.00	6.78	2.670

Table 2: The calculated IC_{50} of VRG extract after testing with HaCaT cells.

Test sample	IC_{50} (% v/v)
VRG extract	0.88

7.0 Conclusion

The extraction of Varogard mask showed a dose-dependent cytotoxicity after testing in HaCaT cells. The calculated IC_{50} of Varogard mask was 0.88 % v/v.

✓ ผ่านการทดสอบ
Biocompatibility-
Cytotoxicity

ได้ผลว่าไม่เป็นอันตราย
ต่อเซลล์มนุษย์

VAROGARD® Solution & fabric shows biological safety (in vitro) representing **low risk for human cell tissue** so shortly touching this coated fabric would not be harmful.

Safety: complied Biocompatibility ISO 10993-23

ผลการทดสอบจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ต้นฉบับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2589.9850 โทรสาร http://nih.dmsc.moph.go.th/   หมายเลขทะเบียน 4016/09		
เลขที่รายงาน R66072200005 หน้า 1 ของ 1 หน้า		
หนังสืออ้างอิง - ลงวันที่ 11/07/2566 วันที่รับตัวอย่าง 11/07/2566	ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท เท็กซ์ทอเรีย จำกัด ที่อยู่ 1 ถนนสุขุมวิทซอย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	
หมายเลขตัวอย่าง 66064998001	วันที่เก็บตัวอย่าง -	
ชนิดตัวอย่าง เคมีภัณฑ์	ปริมาณที่รับ 1 ถุง ถุงละ - หน่วย	
ชื่อตัวอย่าง วาไรตี้ผลิตภัณฑ์สำหรับทารก NPS 1		
ลักษณะตัวอย่าง ขยะแข็ง เป็นแผ่น สีขาว		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การทดสอบการระคายเคืองผิวหนังในสัตว์ทดลองชนิดกระต่าย ด้วยวิธีทดสอบตาม ISO 10993-23 สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Skin irritation testing in rabbits : ISO 10993-23 Complied to ISO/IEC 17025)	ไม่ระคายเคือง	ISO 10993-23: 2021
หมายเหตุ 1.การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนังในสัตว์ทดลองชนิดกระต่าย ด้วยวิธีทดสอบตาม ISO 10993-23 สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประกาศใช้ 9 ธันวาคม 2565 2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017		

สาร VAROGARD® เป็นสาร Zinc Organic Complex

✓ Medical and Food grade

✓ ทดสอบด้วยมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เพื่อยืนยันความปลอดภัย

✓ หน้ากากที่เคลือบสารผ่านการทดสอบ Biocompatibility – Skin irritation ให้ผลไม่ระคายเคืองต่อผิว



Antiviral



Antibacterial &
Fungal



Zero Irritation



Liquid Repellent



Laboratory
Certified



Quality Assured

Standardized and Safety

3S; Standardized, Safety and Superior features

☒ Guidance for industry and FDA Staff, Surgical Masks Premarket Notification [510(k)] (USFDA)

☒ มีประสิทธิภาพการกรอง PFE ที่ $0.3 \mu\text{m} \geq 98\%$

NIOSH 42 CFR 84

☒ Breathing Resistance Testing (DP) $\leq 5.0 \text{ mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$

NIOSH 42 CFR 84

☒ Inhale-Exhale Resistance $\leq 343 \text{ Pa} / \leq 245 \text{ Pa}$

NIOSH 42 CFR 84



☒ Face Fit Test – Quantitative method (OSHA Respiratory Protection 29CFR1910.134)

☒ มีประสิทธิภาพการกรอง BFE $\geq 99\%$

ATSM F2101

☒ มีประสิทธิภาพการกรอง VFE $\geq 99\%$

ATSM F2101

☒ Fluid Resistance @160 mmHg (Level 3)

ATSM F2101

☒ ความเข้ากันทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ – การระคายเคืองผิว

ISO 10993-23

☒ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และ H1N1 ได้อย่างสมบูรณ์ใน 5 นาที

ISO 18184

☒ สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Gram +/- และ เชื้อรา $>99\%$

ATCC100



Superior: Anti-SAR-CoV-2 of VAROGARD® N95



รายงานผลการทดสอบการทำลายเชื้อไวรัสเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

วันที่ออกรายงาน

7 มีนาคม 2566

ตัวอย่างทดสอบ

- ตัวอย่างทดสอบจำนวน 2 ตัวอย่าง จาก บริษัท เท็กซ์ทิล จำกัด
1. วาโรการ์ด N95 หน้ากากทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว (VAROGARD N95 Disposable Antiviral Medical Mask)
Lot.No 20200BZX003-02, VAROGARD Coated Spun bond 01, MFG 16112022
 2. Blank spunbond

วิธีการทดสอบ

ทดสอบการทำลายเชื้อไวรัสเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์เดลต้าที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย โดยใช้ไวรัส 20,000 pfu หรือลดขนาดเฉพาะเชื้อไวรัส และปิดทับด้วยตัวอย่างทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1, 3, 5 และ 10 นาที เมื่อครบเวลาดึงเอากระดาษเชื้อไวรัสไปเพื่อทำการเจือจางในน้ำ 10 เท่า แล้วจึงทำการวัดปริมาณเชื้อด้วย plaque assay

ผลการทดสอบ

Time	Virus titer (pfu/ml)		% Reduction
	Blank spunbond	VAROGARD N95	
1 min	300,000	104,000	78.99
3 min	435,000	47,500	91.36
5 min	420,000	12,000	98.00
10 min	310,000	0	100.00

สรุปผลการทดสอบ



VAROGARD N95 มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 100% หลังจากสัมผัสเป็นเวลา 10 นาที

ศ.ดร.นพ. ประเสริฐ เอื้อวาทกุล
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย

Reduction of SAR-CoV-2 (pfu/ml)



(ISO 18184 modified)



“สาร VAROGARD® มีประสิทธิภาพในการทำลายไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 100% หลังจากสัมผัสเชื้อเป็นเวลา 10 นาที (In vitro)”

Superior: Anti-H1N1 of VAROGARD® N95



รายงานผลการทดสอบการทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1N1

วันที่ออกรายงาน 7 มีนาคม 2566

ตัวอย่างทดสอบ

ตัวอย่างทดสอบจำนวน 2 ตัวอย่าง จาก บริษัท เฮอร์ลิคส์ จำกัด

1. วัสดุทางการแพทย์ N95 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว (VAROGARD N95 Disposable Antiviral Medical Mask)

Lot No 2020082X003-02, VAROGARD Coated Spun bond 01, MFG 16112022

2. Blank spunbond

วิธีการทดสอบ

ทดสอบการทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1N1 ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยวิธีวัด 20,000 pfu ทดสอบการทำลายเชื้อไวรัส และเปิดทิ้งไว้ด้วยตัวอย่างทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1, 3, 5 และ 10 นาที เมื่อครบเวลาดังกล่าวทำการตรวจสอบเชื้อไวรัสด้วยการเพาะเชื้อไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง (plaque assay)

ผลการทดสอบ


Time	Virus titer (pfu/ml)		% Reduction
	Blank spunbond	VAROGARD N95	
1 min	200,000	400	99.8
3 min	193,333	-	100.00
5 min	186,667	-	100.00
10 min	166,667	-	100.00

สรุปผลการทดสอบ

VAROGARD N95 มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1N1 ได้ 100% หลังจากสัมผัสเชื้อเป็นเวลา 3 นาที

ศ.ดร. นพ. ปิยะสิทธิ์ เสือรักษา
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย

Reduction of H1N1 (pfu/ml)



99.9%

100%

Blank Spunbond Varogard N95

“สาร VAROGARD® มีประสิทธิภาพในการทำลายไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1N1 ได้ 100% หลังจากสัมผัสเชื้อเป็นเวลา 3 นาที (In vitro)”


 Mahidol University
Faculty of Medical Technology

 **มหาวิทยาลัยมหิดล**
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล


- Kill RSV in 3 min >99.99%

Superior: Antibacterial and Antifungal of VAROGARD® N95

สาร VAROGARD® มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อโรคได้หลากหลาย (Broad Spectrum Activity)



Microbial titer (CFU)



“สาร VAROGARD® มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อโรคได้หลากหลาย ทั้งแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ และเชื้อรา>99%”

Superior features: other

1.



ถือหน้ากากในลักษณะดังภาพ โดยให้สายอยู่ด้านหลังฝ่ามือ

2.



ประกบหน้ากากเข้ากับใบหน้า ต่อมา ให้ดึงสายคล้องหน้ากากเส้นบนพาดไป ด้านหลังศีรษะ โดยให้สายอยู่บริเวณเหนือใบหู เลียงขึ้นไป

3.



ต่อมาให้ดึงสายคล้องหน้ากาก เส้นล่าง พาดไปด้านหลังศีรษะ โดยให้สายอยู่บริเวณหลังคอ

4.



จัดสายคล้องหน้ากากให้อยู่ ในลักษณะดังภาพ โดยไม่ให้ทับ หรือเสียดสีกับใบหู

5.



กดลดให้กระชับกับสันจมูก ปรับให้กระชับกับใบหน้า และ ปรับสาย

6.



ตรวจสอบหน้ากากให้กระชับ กับใบหน้าก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน



- ☑ **สายคล้องศีรษะ** สามารถปรับระดับความ แน่นกระชับได้ แก้ปัญหาขนาดศีรษะของบุคลากร ทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน



- ☑ เป็นสินค้าที่**ผลิตในประเทศไทย** รวมถึงน้ำยา เคลือบยับยั้งเชื้อ

© GgMDi 2026

- Page | 23



Conclusion

VAROGARD N95 Medical Mask -3S: Standardized, Safety, Superior feature



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

- ✓ NIOSH 42 CFR 84
- ✓ OSHA Respiratory Protection
- ✓ TIS 2480
- ✓ BFE & VFE
- ✓ Fluid resistant
- ✓ Biocompatibility




- ✓ Coated with Varogard®
ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ได้มากกว่า
แค่การกรอง



- ✓ Adjustable strap สายคล้องศีรษะ
ปรับระดับความแน่นกระชับได้ แก้ปัญหา
ขนาดศีรษะของบุคลากรทางการแพทย์ที่
แตกต่างกัน



- ✓ เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
รวมถึงน้ำยาเคลือบยับยั้งเชื้อ



หน้ากากทางการแพทย์
แบบใช้ครั้งเดียว วาโรการ์ด

กรองและยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2
ที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19

> 99%

กรองแบคทีเรีย BFE $\geq 98\%$ | กรองไวรัส VFE $> 99\%$ | กรองฝุ่น PM2.5 $\geq 95\%$



ด้วยเทคโนโลยีสารเคลือบ
ยับยั้งเชื้อโรคจาก **HEIQ VIOBLOCK**
ประเทศสวีตเซอร์แลนด์




ใบรับจดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์เลขที่ 65-1-3-2-0000501

ปกป้องยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจ และปลอดภัยกว่าในทกๆกิจกรรมที่ทำ เหมาะสำหรับ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจ ผู้ที่ต้องทำกิจกรรมในที่แออัด ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก

ชั้นกลางด้านใน PP Meltblown เคลือบสารยับยั้ง เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สืบสิทธิ์เฉพาะจาก Helix Virobloc ประเทศสวีเดนดี กรองอากาศพร้อมปกป้องยิ่งขึ้น

ชั้นกลางด้านนอก PP Meltblown กรองอากาศ



- สารเคลือบมีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อ Coronavirus ที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19, MERS, SARS ใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1, H5N1, H7N9 และ Human Respiratory Syncytial [RSV] ได้ >99%
 - ยับยั้งแบคทีเรีย BFE $\geq 98\%$
 - กรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 $\geq 95\%$
 - ความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเลือด 160 mmHg [Level 3]
 - ค่าความต่างของความดัน < 6
- ผ่านการทดสอบการยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 ในห้องปฏิบัติการ [In Vitro] คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรฐาน ISO18184-2019
 - ผ่านการทดสอบยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามมาตรฐาน AATCC100-2012
 - ผ่านการทดสอบการกรองเชื้อแบคทีเรีย BFE จาก Intertek ตามมาตรฐาน EN14683-2019
 - ผ่านการทดสอบการกรองเชื้อไวรัส VFE จาก Intertek ตามมาตรฐาน ASTM F2101-2019
 - ผ่านการทดสอบคุณภาพการกรองอากาศ PFE โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 - ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุที่ใช้ผลิตหน้ากาก โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ASTM F2100-2021



เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด



GgMDi



@GgMDi

หน้ากากทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว วาโรการ์ด N95 (ชนิดคล้องหู)

มาตรฐานการป้องกันฝุ่นละอองและแบคทีเรีย 99%
สวมใส่ง่าย กระชับ หายใจสะดวก



- N95 Standard
- Multi - layer Filtration
- Ear Loop Design
- Disposable / Single Use

หน้ากากทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว ออกแบบมาเพื่อป้องกันฝุ่นละออง เชื้อโรค และอนุภาคนาขนาดเล็ก (PM2.5) ด้วยโครงสร้างกรองหลายชั้น ให้การป้องกันในระดับมาตรฐาน N95 พร้อมดีไซน์คล้องหู สวมใส่สะดวก เหมาะสำหรับการใช้งานทางการแพทย์และการใช้งานทั่วไป

วิธีการสวมใส่

คำแนะนำ: กรุณาล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือก่อนสัมผัสหน้ากาก

1.



2.



3.



4.



- ✓ มาตรฐานหน้ากากทางการแพทย์ N95
- ✓ มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย
- ✓ โครงสร้างกระชับ เข้ารูปกับใบหน้า
- ✓ ใช้ครั้งเดียว สะอาด ปลอดภัย
- ✓ ชนิดคล้องหู สวมใส่ง่าย
- ✓ มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก
- ✓ ระบายอากาศดี หายใจสะดวก
- ✓ บรรจุกันทั้งแบบเพ็คเดียวภายในซอง

- มีประสิทธิภาพการกรองไวรัส VFE $\geq 99\%$ (ASTM F2101)
- มีประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย BFE $\geq 99\%$ (ASTM F2101)
- มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PFE ที่ $0.3\mu\text{m} \geq 98\%$ (NIOSH 42CFR84)
- ผ่านการทดสอบตาม Guidance for industry and FDA Staff, Surgical Masks Premarket Notification [510(k)]
- Fluid resistance @160 mmHg (Level 3) (ASTM F1862)

เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด

 GgMDi

 @GgMDi